

Groupement Hospitalier de Territoire Saint-Denis  Gonesse Plaine de France	PROTOCOLE DE PRELEVEMENT Table de préconisations	Formulaire d'enregistrement
01- LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE		Réf. : LB/FE/273
		Version : 1
		Date d'application : 13/10/2023

Code Produit	Référence	Principaux examens réalisés au laboratoire Pour les envois extérieurs et les autres demandes, cf manuel de prélèvement en ligne
908320	TUBE PRELEVEMENT PURGE 3ML VACUTAINER TRANSLUCIDE réf. 362725 	TUBE PURGE si analyse d'HEMOSTASE
902006	TUBE PRELEVEMENT CITRATE Na 3ML VACUTAINER BLEU réf. 363048 	HEMOSTASE : Bilan de routine, suivi AVK /1 tube/ Suivi traitement Héparine : 1 tube/ acheminé rapidement au laboratoire Bilan Thrombose /3 tubes / Antiphospholipides-ACC /2 tubes/ Bilan Thrombose + (Antiphospholipides-ACC) /3 tubes/ Etude des facteurs de la voie endogène /2 tubes/ Etude de la fonction plaquettaire (PFA) /2 tubes/ acheminé immédiatement au laboratoire
902000	TUBE PRELEVEMENT PED CITRATE Na 2ML VACUTAINER BLEU réf. 363047 	Numération des plaquettes /1 tube/ Recherche maladie de Willebrand /2 tubes/
908921	TUBE PRELEVEMENT SERUM SEC avec GEL 3,5ML VACUTAINER JAUNE OR réf. 367957 	BIOCHIMIE, PHARMACO, HORMONOLOGIE : 1 seul tube bien rempli suffit pour réaliser : Ionogramme (Na, K, Cl, RA), Protéines totales, Glycémie, Urée, Créatinine, CRP, PCT, Calcium, Phosphore, Magnésium, PAL, Bilirubine T et C, GGT, ASAT-ALAT, CK, LDH, Amylase, Lipase, Bilan lipidique, Ac. Urique, Troponine, NT proBNP, Alcool, Profil protéique (PréAlb, Alb, Hapto, Oro, C3, C4, IgG, IgA, IgM), Bilan Thyroïdien, β-hCG, Fer, Transferrine, Ferritine, B12, Folates, Cortisol, Prolactine, Toxiques sanguins (paracétamol, salicylés), Amines, Vancomycine, Digoxine, antiépileptiques, Lithium, FSH, LH, Œstradiol, Progestérone, Vit D, PTH MARQUEURS TUMORAUX : ACE, AFP, CA 19.9, PSA, CA 125, CA 15.3, /1 tube/ IMMUNOLOGIE : Electrophorèse, Immunofixation /1 tube/ Recherche d'autoanticorps, Allergies, Ac Anti-thyroïdiens /1 tube/ SEROLOGIE : /2 tubes/ (dans la limite de 10 sérologies)
990387	TUBE PRELEVEMENT SERUM SEC sans GEL 4ML VACUTAINER ROUGE réf. 369032 	PHARMACO-TOXICOLOGIE : Recherche ADT, BZD /1 tube/
902010	TUBE PRELEVEMENT HEPARINE Lithium sans GEL 4ML VACUTAINER VERT réf. 368884 	BIOCHIMIE : Pyruvate, corps cétoniques /1 tube dans la glace/
902009	TUBE PRELEVEMENT EDTA K2 4ML VACUTAINER VIOLET réf. 368861 	HEMATOLOGIE : Numération Formule, Plaquettes, Réticulocytes, VS /1 tube/ Typage lymphocytaire /1 tube/ IMMUNO-HEMATOLOGIE : Groupe sanguin + RAI /1 seul tube/ Groupe sanguin /1 tube/ Test de Coombs direct /1 tube/ Kleihauer /1 tube/ RAI (Recherche d'Agglutines Irrégulières) /1 tube/
902002	TUBE PRELEVEMENT PED EDTA K2 2ML VACUTAINER VIOLET TRANSLUCIDE réf. 368841 	BIOCHIMIE – IMMUNOLOGIE : Hb glyquée, Recherche d'une anomalie de l'Hb, G6PD /1 tube/ Ammoniémie /1 tube dans la glace/ BIOLOGIE MOLECULAIRE VIRALE : acheminer les tubes rapidement au laboratoire PCR HCV quantitative /2 tubes/ Génotypage HCV-VIH /2 tubes/ Charges virales VIH /2 tubes/ HBVDNA /2 tubes/

AUTRES TUBES

TUBE PRELEVEMENT FLUORURE Na sans GEL 4ML VACUTAINER GRIS réf. 368921  Cycle glycémique H.P.O. – H.G.P.O. Glycémie à jeun et PP, Lactate /1 tube/	TUBE PRELEVEMENT EDTA/APROTININE SML VACUTAINER ROSE réf. 361017  ACTH /1 tube/	TUBE POUR ELEMENT TRACE 6ML BLEU ROI réf. 368381  Aluminium /1 tube/	TUBES QuantIFERON  Prélever un tube de purge si prélevé seul sur unité à ailettes	Cryoglobuline TUBE PRELEVEMENT SERUM SEC sans GEL 4ML VACUTAINER ROUGE réf. 369032  3 tubes à 37°C <30 min Uniquement sur rdv (p. 6620)
--	--	---	--	--